



actual  
way  
medical devices

The best way to take care



## CADEIRA DE TERAPIA - Série II


Therapy Chair · Fauteuil Médical · Sillón de Terapia



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu de  
Desenvolvimento Regional

## OPÇÕES · OPTIONS · OPCIONES

- Balança integrada · Built-in Weight Scale · Balance intégrée · Báscula integrada
- Mesa dobrável em ABS · Foldable tray · Tablette rabattable · Mesa auxiliar abatible
- Suporte de soro · IV serum pole · Porte-sérum · Portasueros
- Pega de movimentação · Handle · Poignée · Empujador
- Suporte de rolo de papel · Paper roll holder · Porte-rouleau de papier · Portarollos
- Motor de poisa-pés · Foot rest motor · Moteur du repose pieds · Motor del reposapiés
- Protecção da base em ABS · ABS Bottom cover · Protection en ABS du cadre de base
- Protección de base en ABS
- Comprimento e largura especiais · Special length and width · Longueur et largeur spéciales
- Longitud y anchura especiales: 217 x 60cm
- Espuma de enchimento especial · Special foam · Rembourrage spécial · Tapicería especial
- Napa · Fabric Coated · Tissus enduit · Tapizado: Class M1, Sirius, Urban
- Candeeiro · Reading Lamp · Liseuse · Lámpara de Lectura
- Caixa de comando · MCL control box · Boîtier de commande · Caja de control: 110V
- AEB Exercise Bike · AEB Pedalier Amovible



Distribuidor/ Distributor/ Distributeur:



### Fabricante / Producer / Fabricant:

Via Actual - Comércio Internacional, Lda.  
CE Castelo da Maia  
Rua Manuel Assunção Falcão, N°337, Armazém 13  
4475-041 Santa Maria de Avioso - Maia  
Portugal

Tlf. / Phone: +351 229 829 663/4  
Fax: +351 229 829 665  
E-mail: comercial@actualway.pt  
[www.actualway.pt](http://www.actualway.pt)





- A Cadeira de Terapia Actualway® foi desenvolvida para proporcionar conforto, segurança e bem-estar durante os tratamentos.
- Actualway® Therapy Chair was developed to give comfort, security and wellness during treatments
- Les Fauteuils Médicaux Actualway® offrent confort, sécurité et bien-être durant les traitements
- Los sillones de Terapia Actualway® ofrecen comodidad, confort y seguridad en los periodos de diagnostico y tratamiento


**Diálise · Quimioterapia · Oncologia · Transfusões**

Dialysis · Chemotherapy · Oncology · Blood Transfusion  
Dialyse · Chimiothérapie · Oncologie · Transfusions  
Diálisis · Quimioterapia · Oncología · Tranfusiones

Dim. Standard: 217 x 54 x 55 - 75cm

Larg. incluindo braços · Total width including arm rests · Largeur totale avec accoudoirs · Anchura incluyendo respasabrazos: 88 cm

Base · Frame · Cadre de base: 105 x 65 x 25cm





# The best way to take care

## CARACTERÍSTICAS

- Movimento de Trendelenburg (-12°) em 12 seg
- Botão de Emergência
- Altura regulável de 55 a 75cm
- Almofada cervical ajustável
- Comando de fácil manuseamento
- Travão central às 4 rodas
- Rodas rotativas com 10 cm de diâmetro
- Apoio de pés manual na versão de 3 motores
- Apoio de pés eléctrico na versão de 4 motores (opção)
- Inclinação vertical e lateral de apoio de braço
- Suporte do apoio de braço em inox
- Bateria integrada
- Capacidade máxima: 250kg + Acessórios opcionais

## FEATURES AND ADVANTAGES

- Trendelenburg movement (-12°) in 12 sec.
- Emergency Button
- Adjustable height 55 to 75cm
- Adjustable cervical cushion
- Handset easy to use
- 4 Castors with central brake
- Rotative castors - 10cm diameter
- Manual footrest adjustment on 3 motors version
- Electrical footrest adjustment on 4 motors version (optional)
- Vertical and lateral arm rest inclination
- Stainless steel arm rest support
- Included battery
- Maximum load capacity: 250kg + optional accessories

## CARACTERISTIQUES

- Position Trendelenburg (-12°) en 12 seg. (déclive)
- Bouton d'urgence
- Hauteur réglable de 55 à 75cm
- Coussin cervical réglable
- Télécommande
- Frein de blocage total
- Roulettes pivotantes de 10cm de diamètre
- Repose-pieds manuel sur la version 3 moteurs
- Repose-pieds électrique sur la version 4 moteurs
- Inclination vertical et latéral de l'accoudoir
- Support de l'accoudoir en inox
- Batterie incluse
- Capacité de charge: 250kg + accessoires optionnels

## CARACTERÍSTICAS

- Posición de emergencia (-12°) del sistema de Trendelenburg operation en 12 sec.
- Botón lateral de emergencia
- Altura regulable de 55 a 75cm
- Almohada cervical ajustable
- Mando
- Freno de bloqueo central
- Ruedas giratorias de 10cm de diámetro
- Reposapiés manual en la version 3 motores
- Reposapiés eléctrico en la versión 4 motores (opción)
- Inclinação del reposabrazos vertical y lateral
- Suporte del reposabrazos en inox
- Bateria incluida
- Capacidad de carga: 250kg + accesorios opcionales

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Technical Specifications · Spécifications techniques · Especificaciones Tecnicas

- Índice de protecção eléctrica · Protection classification · Índice de protection · Índice de protección: IP44
- Comando · Handset · Télécommande · Mando: IP66
- 100V-240V – 50/60Hz

-12°

